

MARKER Z TUSZEM WSKAŹNIKOWYM DO STERYLIZACJI , KL.1

MARKER

Marker z tuszem wskaźnikowym firmy TERRAGENE przeznaczone do oznaczania oraz pisania po papierze krepowanym.



Dostępny w wersji do każdego typu sterylizacji.

Nazwa	Numer katalogowy	Zmiana koloru tuszu	Rodzaj sterylizacji
MARKER S	MK200	szarozielony na fioletowy	para wodna
MARKER EO	MK13	czerwono fioletowy na zielony	tlenek etylenu
MARKER FORM	MK50	bordowy na zielony	formaldehyd
MARKER DRY	MK31	fioletowy na brązowy	suche gorące powietrze
MARKER H2O2	MK42	różowy na żółty	plazma (nadtlenek wodoru)

Wszystkie tusze spełniają wymagania normy EN ISO 11140-1 dla wskaźników klasy 1

Przechowywać:

- w temperaturze 15-35°C
- przy wilgotności względnej 35-60% RH
- w zaciemnionym miejscu

Marker z tuszem wskaźnikowym do sterylizacji, kl.1	
Norma:	EN ISO 11140-1
Opakowanie:	1 szt.



semigat sa
rok założenia 1987

KTG SEMIGAT SA

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa, Polska
Tel./faks: 22/ 619-86-13
e-mail: semigat@semigat.pl
www.semigat.pl